

TOTALCHROM - Traitement des données chromatographiques réf. N0200819

Durée	Domaine d'application	Personnes concernées	Pré-requis
2 jours	Laboratoires - QC	Responsable de Laboratoire - Technicien	Utilisateurs Windows

Objectifs

Lancer des analyses, retraiter, configurer

1 - Description du matériel et du logiciel

2 - Description des méthodes

- **Les trois sections d'une méthode**
 - les paramètres instrumentaux
 - les paramètres de traitement
 - l'identification des composés

3 – L'éditeur de format de rapport

4 - Modification graphique des paramètres d'intégration et identification des composés

5 - Analyse quantitative

- Choix de l'étalonnage (externe ou interne)
- Définition des niveaux

6 – L'éditeur des séquences

7 - Retraitement des résultats par batch

8 - Possibilités graphiques

9 – Outils d'administration

- Audit Trail, profil des utilisateurs, signature électronique